

## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH – DELIKATNE PLASTERKI DLA DZIECI



<b>Nazwa marki:</b>	Delikatne plasterki dla dzieci
<b>Typ:</b>	Hipoalergiczne plastry dla dzieci w zabawnych kształtach i kolorach. Opatrunki są wykonane z polietylenu i posiadają środkową podkładkę, która nie przylega do skóry. Plaster jest delikatny, idealny dla dzieci. Ma wodoodporną perforowaną warstwę i hipoalergiczny klej. Plastry są jednorazowego użytku, niesterylne. Rozmiary 10 szt. o rozmiarze 19x72 mm, 20 szt. w różnych kształtach.
<b>Producent:</b>	Rays Spa Via Francesco Crispi 26, 60027 Osimo AN – Włochy
<b>Kod produktu:</b>	STRIPUWTOON
<b>Oznakowanie CE:</b>	Wyrób medyczny - klasa I (Dir. 93/42 / CEE); Dekret ustawodawczy. 37/2010 zgodnie z reż. 2007/47 / CEE,
<b>Opis i zastosowanie:</b>	Plaster jest wykonany z polietylenu, który jest delikatny dla skóry. Posiada antyseptyczny i chłonny gazik, który jest oddychający i odporny. Dokładnie umyj ręce, otwórz saszetkę, usuń papier ochronny i nałóż plaster na idealnie czystą i suchą skórę, unikając dotyknięcia środkowej podkładki.
<b>Zalety:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- delikatny dla skóry,</li><li>- zabawne i kolorowe kształty,</li><li>- antyseptyczna i chłonna podkładka z gazy,</li><li>- oddychający i odporny</li></ul>
<b>Składnik:</b>	kolorowy i drukowany polietylen

**Materiał podkładowy:**

Waga [g/m <sup>2</sup> ]	60 +/- 5	
Grubość	65 +/- 5	
Rozciąganie [N/ 25 mm]	MD33 +/- 5	CD 23 +/- 5
Rozdzieranie [N]	MD 8 +/-2	CD 14 +/-2
Wydłużenie %	MD 450+/- 50	CD 500 +/- 50

**Kleje:**

Rodzaj	Akryl
Waga [g/m <sup>2</sup> ]	40-50
Przyczepność do skóry [N/ 25mm]	10 +/- 2
Testy przyczepności pętli [h]	4 +/- 2
Testy ścinania[h]	≥ 120
Szybkość przenikania pary wodnej [g/m <sup>2</sup> /24 h]	1800 +/- 300

**Opatrunek:**

Rodzaj	Polietylen / wiskoza / polietylen i polipropylen
Waga [g/m <sup>2</sup> ]	120 +/- 20
Chłonność	≥ 500
Czas wchłaniania [sek.]	< 1

**Przeznaczenie użycia:**

Niesterylny, jednorazowy opatrunek. Ponowne użycie może spowodować infekcje.

**Sposób użycia:**

Przed aplikacją zaleca się dokładne umycie rąk. Otwórz saszetkę, usuń papier ochronny i nałóż plaster idealnie na czystą i suchą skórę, unikając dotykania środkowej podkładki.

**Ostrzeżenia i środki:**

Nie stosować w przypadku infekcji. W razie potrzeby wymień plaster. Przed użyciem sprawdź integralność głównego opakowania. Opatrunki są jednorazowe i niesterylne.

**Standard produkcyjny:**

Ostatnia edycja: Oficjalna Farmakopea

Dekret ustawodawczy 46/97 zgodny z dyrektywą 93/42/ CEE, załącznik VII pkt. 3 i załącznik V.

**Klasa:**

Dekret legislacyjny 46/97 w sprawie wyrobów medycznych klasyfikuje ten produkt do oznakowania CE w klasie I. Krajowa klasyfikacja wyrobów medycznych (CND): M04040302

**Numer rejestracji:** 1241977

**Opakowanie:**

- opakowanie podstawowe: pudełko zawierające 30szt., pakowane pojedynczo w papierowy woreczek medyczny.
- opakowanie wtórne: 24 pudełka w kartonie.

**Ochrona:**

Przechowywać w czystym i suchym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż 50°C.

Warunki higieniczne produktu są gwarantowane tylko przy nienaruszonym opakowaniu.

**Termin ważności:**

5 lat od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.

**Utylizacja:**

tylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z umową krajową. Spalanie lub unieszkodliwianie powinno odbywać się pod nadzorem. Jeśli produkt nie miał kontaktu z czynnikami infekcyjnymi lub innymi materiałami niebezpiecznymi, nie wytwarzaj żadnych toksycznych pozostałości.