

**Maty chłonne/
antypoślizgowe:**

**PAD75100 - 10 szt/op
PAD75180 - 21 szt/op
PAD90200 - 21 szt/op**

Maty chłonne:

MA7237 - 25 szt/op



Zalety użytkowe :

Maty chłonne i antypoślizgowe PAD75100, PAD75180, PAD90200:

+ możliwość cięcia

+ możliwość stawiania wózkami, krzesłami itp na macie

+ bez zawartości Latexu

+ niebieska warstwa antypoślizgowa od strony podłogi z PE

Maty chłonne MA7237 :

+ łatwy w umieszczeniu w dowolnym miejscu sali

Zalety mat Manaca

PAD75100, PAD75180, PAD90200:

- + Zapobiega ślizganiu się i obejmuje duży obszar.
- + Zmniejsza ryzyko upadków.

+ Przyczynia się do bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy.

MA7237 :

- + Absorbuje po obu stronach bez strat i wycieków.
- + Wchłaniane ciecze są przekształcane w hydrożel.

Macana Mat spełniają wymagania bezpieczeństwa pracy na sali operacyjnej oraz zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.

ROZMIAR

75x100 cm

75x180 cm

90x200 cm

72x37 cm

ABSORPCJA

1.50 litres

2.70 litres

3.60 litres

Do 9 litrów wody i 3,5 litra roztworu soli fizjologicznej


Łatwe i proste w użyciu. Skracają czas sprzątania

Idéalne rozwiązanie na salach operacyjnych w gabinetach zabiegowych oraz karetkach pogotowia ratunkowego.



Manaca Mat

Super chłonne maty zbierająca krew, mocz, wodę i inne płyny obecne na bloku operacyjnym i salach zabiegowych.



Innowacyjne produkty do kontroli płynów w
środowisku chirurgicznym.

Dystrybutor w:
Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie i Rosji



medica.pl

BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Letnia 2a, 72-123 Kliniska Wielkie
tel. +48 91 852 11 02
fax +48 91 35 00 141
e-mail: biuro@blmedica.pl
www.blmedica.pl